

Firma Adı Company Name	AVAS KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
Firma Adresi Company Address	GÖKEVLER MAH. 2331 SK. PASİAD NO. 1 D ESENYURT - İSTANBUL / TÜRKİYE		
Testin Adı Test Name	Stabilite Testi Stability Test		
Ticari Marka (Varsa) Commercial Brand (If You Have)	Felix Filler		
Numunenin Adı ve Tarifi Description of the Sample	1 cc Felix Filler Dolgu		
Lot Numarası Lot Number	AVAS012023-1		
Numunenin Miktarı Amount of the Sample	4 Çift / 4 Pairs	Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	14.02.2023
Rapor Numarası Report Number	2023-05/STB/1532	Rapor Tarihi Date of Report	05.05.2023
Analiz Başlangıç Tarihi Analysis Start Date	15.02.2023	Analiz Bitiş Tarihi End Date of Analysis	04.05.2023
Raporun Sayfa Sayısı Report Total Page	2 Sayfa / Page		

Yapılan Analizler Analysis	Sonuç Result	Ölçüm Limiti Measuring limit	Geri Kazanım Recovery	Ölçüm Belirsizliği Measurement uncertainty	Analiz Metodu Analysis Method	Değerlendirme Evaluation
Stabilite Testi Stability Test	Uygun Suitable				ASTM F 1980	U S

Açıklama: ASTM F 1980 Standardı kullanılarak ürünün şekli ve ambalaj özelliklerine göre dayanabileceği sıcaklık ve gerçek zamanlı raf ömrü süresi hesaba katılarak yapılan hesaplama sonucunda ürünün hızlı yaşlandırma süresinin uygunluğu tespit edilmiştir.

Gerçek raf ömrü "2 Yıl" olarak belirlenmiş ürün için 58 °C, %70 Nem ve 64 günlük hızlandırılmış raf ömrü analiz süresi sonunda numuneye ambalaj kontrolü yapılmış ve ürün 14 günlük sterilite testine alınmıştır.

Ambalaj özelliğinde herhangi bir deformasyona rastlanmamıştır. Ürün sterilite test sonucu uygundur.

Ürün için belirlenmiş "2 Yıllık" raf ömrü süresinin uygun olduğu tespit edilmiştir.

Explanation: As a result of the calculation made using the ASTM F 1980 Standard, taking into account the temperature and real time shelf life time of the product according to the shape and packaging characteristics, the suitability of the fast aging time of the product was determined.

For the product whose actual shelf life is determined as "2 Years", the packaging was checked at the end of the analysis period of 58 °C, 70% Humidity and the accelerated shelf life of 64 days, and the product was taken to the 14-day sterility test.

No deformation was found in the packaging feature. The product sterility test result is suitable.

It has been determined that the "2-year" shelf life for the product is appropriate.

**** Analiz metodu akreditasyon kapsamındadır.**

**** The method of analysis is within the scope of accreditation.**

Değerlendirme;

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde ölçüm belirsizliği ve geri kazanım bilgileri analiz sonuçları ile birlikte verilir.
4. Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz. İzinsiz olarak kısmen çoğaltılıp yayımlanamaz.

Kısaltmalar: **TE:** Tespit Edilmedi, **U:** Uygun, **UD:** Uygun Değildir, **DY:** Değerlendirme Yapılamadı, **Değ:** Değerlendirme

Evaluation;

As a result of the examination and analysis, the values mentioned above were determined.

1. No part of this analysis report can be used alone or separately. Unsigned and unsealed reports are invalid.
2. The results of the analysis are valid for the sample mentioned above.
3. When necessary, measurement uncertainty and recovery information is provided with the results of the analysis.
4. It can not be used for forensic and administrative purposes and advertisement purposes. It cannot be reproduced and published partially without permission.

Abbreviations: **ND:** Not Detected, **S:** Suitable, **NS:** Not Suitable, **NEM:** No Evaluation Made, **E:** Evaluation

Laboratuvar Sorumlusu
Responsible for Laboratory

Laboratuvar Müdürü
Laboratory Manager

Numune Kabul Sorumlusu
Sample Acceptance Officer



MEDICERT ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM
BELGELENDİRME BAĞIMSIZ DENETİM
VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Tersane Mah. Cemal Gürsel Cad. No: 11/3
Halide Hanım Apt. Karşıyaka / İZMİR
Tel: 0232 327 33 44 Fax: 0232 327 33 45
Karşıyaka V.D: 613 073 9815



05.05.2023

M E D I C E R T