

|                                                               |                                                                            |                                                      |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Firma Adı</b><br>Company Name                              | <b>AVAS KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</b>                     |                                                      |                   |
| <b>Firma Adresi</b><br>Company Address                        | <b>GÖKEVLER MAH. 2331 SK. PASİAD NO. 1 D ESENYURT - İSTANBUL / TÜRKİYE</b> |                                                      |                   |
| <b>Testin Adı</b><br>Test Name                                | <b>Stabilite Testi</b><br><i>Stability Test</i>                            |                                                      |                   |
| <b>Ticari Marka (Varsa)</b><br>Commercial Brand (If You Have) | <b>Felix Filler</b>                                                        |                                                      |                   |
| <b>Numunenin Adı ve Tarifi</b><br>Description of the Sample   | <b>1 cc Felix Filler Dolgu</b><br><<UrunEN>>                               |                                                      |                   |
| <b>Lot Numarası</b><br>Lot Number                             | <b>AVAS012023-1</b>                                                        |                                                      |                   |
| <b>Numunenin Miktarı</b><br>Amount of the Sample              | <b>4 Çift / 4 Pairs</b>                                                    | <b>Numune Kabul Tarihi</b><br>Sample Acceptance Date | <b>14.02.2023</b> |
| <b>Rapor Numarası</b><br>Report Number                        | <b>2023-08/STB/1532</b>                                                    | <b>Rapor Tarihi</b><br>Date of Report                | <b>21.08.2023</b> |
| <b>Analiz Başlangıç Tarihi</b><br>Analysis Start Date         | <b>15.02.2023</b>                                                          | <b>Analiz Bitiş Tarihi</b><br>End Date of Analysis   | <b>20.08.2023</b> |
| <b>Raporun Sayfa Sayısı</b><br>Report Total Page              | <b>2 Sayfa / Page</b>                                                      |                                                      |                   |

| Yapılan Analizler<br><i>Analysis</i>     | Sonuç<br><i>Result</i>   | Ölçüm Limiti<br><i>Measuring limit</i> | Geri Kazanım<br><i>Recovery</i> | Ölçüm Belirsizliği<br><i>Measurement uncertainty</i> | Analiz Metodu<br><i>Analysis Method</i> | Değerlendirme<br><i>Evaluation</i> |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Stabilite Testi<br><i>Stability Test</i> | Uygun<br><i>Suitable</i> |                                        |                                 |                                                      | ASTM F 1980                             | U<br>S                             |

**Açıklama:** ASTM F 1980 Standardı kullanılarak ürünün şekli ve ambalaj özelliklerine göre dayanabileceği sıcaklık ve gerçek zamanlı raf ömrü süresi hesaba katılarak yapılan hesaplama sonucunda ürünün hızlı yaşlandırma süresinin uygunluğu tespit edilmiştir.

Gerçek raf ömrü "5 Yıl" olarak belirlenmiş ürün için 58 °C, %70 Nem ve 173 günlük hızlandırılmış raf ömrü analiz süresi sonunda numuneye ambalaj kontrolü yapılmış ve ürün 14 günlük sterilite testine alınmıştır.

Ambalaj özelliğinde herhangi bir deformasyona rastlanmamıştır. Ürün sterilite test sonucu uygundur.

Ürün için belirlenmiş "5 Yıllık" raf ömrü süresinin uygun olduğu tespit edilmiştir.

**Explanation:** As a result of the calculation made using the ASTM F 1980 Standard, taking into account the temperature and real time shelf life time of the product according to the shape and packaging characteristics, the suitability of the fast aging time of the product was determined.

For the product whose actual shelf life is determined as "5 Years", the packaging was checked at the end of the analysis period of 58 °C, 70% Humidity and the accelerated shelf life of 181 days, and the product was taken to the 14-day sterility test. No deformation was found in the packaging feature. The product sterility test result is suitable.

It has been determined that the "5-year" shelf life for the product is appropriate.

**\*\* Analiz metodu akreditasyon kapsamındadır.**

**\*\* The method of analysis is within the scope of accreditation.**

Değerlendirme;

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde ölçüm belirsizliği ve geri kazanım bilgileri analiz sonuçları ile birlikte verilir.
4. Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz. İzinsiz olarak kısmen çoğaltılıp yayımlanamaz.

**Kısaltmalar:** **TE:** Tespit Edilmedi, **U:** Uygun, **UD:** Uygun Değildir, **DY:** Değerlendirme Yapılamadı, **Değ:** Değerlendirme

Evaluation;

As a result of the examination and analysis, the values mentioned above were determined.

1. No part of this analysis report can be used alone or separately. Unsigned and unsealed reports are invalid.
2. The results of the analysis are valid for the sample mentioned above.
3. When necessary, measurement uncertainty and recovery information is provided with the results of the analysis.
4. It can not be used for forensic and administrative purposes and advertisement purposes. It cannot be reproduced and published partially without permission.

**Abbreviations:** **ND:** Not Detected, **S:** Suitable, **NS:** Not Suitable, **NEM:** No Evaluation Made, **E:** Evaluation

Laboratuvar Sorumlusu  
Responsible for Laboratory

Laboratuvar Müdürü  
Laboratory Manager

Numune Kabul Sorumlusu  
Sample Acceptance Officer



**MEDICERT ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM**  
**BELGELENDİRME BAĞIMSIZ DENETİM**  
**VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.**  
Tersane Mah. Cemal Gürsel Cad. No: 11/3  
Halide Hanım Apt. Karşıyaka / İZMİR  
Tel: 0232 327 33 44 Fax: 0232 327 33 45  
Karşıyaka V.D: 613 073 9815



21.08.2023

M E D I C E R T